シャワープロテクタ®

気管切開患者さんが安心・安全に シャワーを浴びることができる入浴補助装具

> シャワープロテクタ® は 特許取得の二重構造により 患部へのシャワーの飛沫や 頭部から滴る液体の浸入を防ぎ 呼吸を確保します




患者様の QOL (生活の質) を高め 入浴への安全性を高めることができます


防水シールは患者の皮膚トラブルを考慮し3Mジャパンの フィルムドレッシング材を採用、国際規格(ISO1099-3): 細胞毒性、皮膚感作性 (アレルギー反応) 刺激性が十分低い ことが確認された素材です。



ご利用者様より

気管切開後、自宅での入浴は諦め、清拭&洗髪 をするか通所先での特浴しか選択肢がありませ んでしたが、こちらの商品と出会えてからは本人 も「頭からお湯かけて~」と満足し、清拭だけでは フォローできない部分をしっかり洗えてお肌も ツヤツヤになって嬉しいです。





気管切開患者は鼻や口からではなく主に喉に 開けた気管切開孔から呼吸をします。その気管 切開孔に入浴時お湯等が掛かれば、気管や肺 にダイレクトに入るため、タオルや美容室で使 用するカバーで飛沫を防ぐなど、細心の注意を 払いながらの入浴でした。

日常生活用具給付等 対象事業

シャワープロテクタ®は特許登録製品です

(第6804016号)

障害者の日常生活がより円滑に 行われるための用具を給付、または 貸与することにより福祉の増進に 資することを目的とした事業

現在.

SHOWER PROTECTOR

- ·東京都中央区
- ·千葉県流山市
- ·神奈川県秦野市

も

浴

な

楽

ほ

·兵庫県加古川市

で日常生活用具給付対象 になっています。

沿 車
ネックガードフロンティア開業
Redy for (株) でのシャワープロテクタの知財取得の ためのクラウドファンディング目標達成
有限会社長浦製作所に協力を頂き千葉県医療機器等 開発支援補助事業の支援を受け開発を進める
シャワープロテクタ特許登録(特許第6804016号)
合同会社ネックガードフロンティア設立
気管切開関連の新商品の特許出願
シャワープロテクタ,アシストホルダー販売
シャワープロテクタ®が千葉県流山市で日常生活用具 の給付対象になりました

協力企業

有限会社長浦製作所 ・ 3 M ジャパン株式会社

私たちは、患者様もご家族様も 安全に安心して 生活が出来るようになってほしい と願っています



合同会社 ネックガードフロンティア

東京都中央区銀座7丁目13番6号サガミビル2階 https://neckguardfrontier.com webサイト お問い合わせ neckguardfrontier@gmail.com



アシストホルダ

不安定な気管切開チューブを 安定させます

思者さんはもちろん、

T チューブを安定させ、 ガーゼを挟めるようにすることで 気管切開孔をカバーし、 排出液による皮膚トラブルを解消します







Tチューブに人工鼻等付けた場合 重みで垂れさがってしまうチューブを アシストホルダがしっかり支え 気管支に掛かる負荷を軽減させます



静岡県立こども病院 小児外科医様ょり

(特許第7089306号)

アシストホルダを採用させて頂いてから Tチューブが安定して自己抜去や肉芽形 成が減少しました。子供たちも安心して 遊べるようになったと思います。



看護師の方より

Tチューブは人工鼻を付けるとどうしても下に 負荷がかかり皮膚トラブルに繋がっていました がアシストホルダを使用してからはトラブルが 減ったと思います。こどもたちが少しでも安心 して生き生きと遊べよう補助装具として是非 使ってもらいたいです。



アシストホルダはエラストマーで 形成されています。使用して3週間ほどで歯ブラシのようにチューブを支える中央の部位が開いてきます(左画像上部)ので、新品と交換を推奨します。



気管切開とは

呼吸や嚥下に問題がある時、 喉と肺との途中にバイパス を開ける事を気管切開といいます。長期間の人工呼吸 器管理が必要な場合や気 道の狭窄、軟化症または嚥 下障害のため誤嚥を防止する際にも気管切開をすることがあります。



主に長期間人工呼吸器が必要な方や気管が狭い方



誤嚥防止や腫瘍等で食道や 気管の切除が必要な場合